


ExCell[®] 辐照器无与伦比

具有极高的精确度、重复性和速度



综合性灭菌解决方案的全球领跑者

ExCell® 辐照器的优势



由 Sterigenics® 设计与制造。
做您的贴身“安全卫士”，帮助您
满怀信心地开拓创新。

- 采用先进一流的自动化运输、材料处理和过程控制系统。
- 使用所选的 $\pm 10\%$ 剂量进行产品灭菌处理，包装系统尺寸最大为 24 in X 20 in X 18 in，产品密度最大约为 0.20 g/cc
注意：密度较高的产品可以在较小的容积下以相似的均匀度进行辐照。

ExCell® 辐照器可用于多种用途，
包括：

医疗器械

- 验证剂量辐照，从而确定和审核灭菌剂量（分别为 ISO 11137-1 的 8.2.3.c 和 12.1.1.b）。

医药产品

- 用于产品开发生命周期不同阶段（包括研发样品、用于临床检测和稳定性的批次以及常规检测）的辐照。

提供特殊服务

快速的产品周转时间

- 时间的掌握至关重要，我们提供 2 个级别的 GammaSTAT™ 服务，分别为 23 小时服务和 48 小时服务。

敬业的专业团队

- 拥有丰富经验，能够在整个产品开发生命周期过程中为我们的客户提供支持。

综合性灭菌解决方案

我们有超过 1600 名工程师、科学家、安全专家和解决方案提供者，致力于消除对人类健康的威胁。

我们的业务遍及全球，并且在伽马、EO（环氧乙烷）、电子束和 X 射线灭菌方面有 90 多年的专业知识积累。我们在 13 个国家/地区设有 47 个运营点，以确保我们成为客户的贴身“安全卫士”。

认真对待每个产品的灭菌过程，为全球健康保驾护航™。

北卡罗来纳州夏洛特市和加利福尼亚州科洛纳市的 Sterigenics 工厂提供 ExCell® 服务。
请联系我们，即刻启动您的项目。



总部办公室：
美国伊利诺伊州，
奥克布鲁克

如需了解更多信息：
+1 800.472.4508 | sterigenics.com

加利福尼亚州科洛纳市
951-340-0700 分机 208
北卡罗来纳州夏洛特市
704-587-8902